



Πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου του καλίου, 8,00 N, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

28249

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του χαλκού, εύρος μέτρησης 0,1-8,0 mg/l Cu, και της σκληρότητας, με τη μέθοδο της τιτλοδότησης και της τιτλοδότησης με προχοΐδα.

Για ρύθμιση του pH κατά τον προσδιορισμό του ασβεστίου με τιτλοδότηση EDTA. Μέθοδοι Hach 8222 (προχοΐδα) και 8204 (Ψηφιακή συσκευή τιτλοδότησης). Φιάλη 500 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος :	500 mL
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση EDTA
Παράμετρος :	ποικίλλει
Περιγραφή :	Πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου του καλίου, 8,00 N, 500 mL
Συγκέντρωση :	8,00 N