



Αντιδραστήριο QAC 1, 0,2 - 5.0 mg/L CTAB, 50 φακελάκια με σκόνη

Αρ. προϊόντος:

2401066

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό των τεταρτοταγών ενώσεων του αμμωνίου (QAC).

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Αριθμός μεθόδου :	8336
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ. των 50
Όνομα μεθόδου :	Άμεσο διπλό σύμπλοκο
Παράμετρος :	Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου