



Αντιδραστήρια Hexamethylenetetramine Buffer, συσκ.100

Αρ. προϊόντος:

2603999

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό Αργιλίου με την μέθοδο ECR. Για 20 ml δείγμα.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8326
Εύρος μέτρησης :	0,002 - 0,250 Al
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 pk
Όνομα μεθόδου :	Eriochrome Cyanine R
Παράμετρος :	Αργίλιο