



Σετ αντιδραστηρίων, οξύτητα, ψηφιακός τιτλοδότης

Αρ. προϊόντος:

2272800

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Φακελάκια με σκόνη δείκτη και φυσίγγια τιτλοδότησης για τον προσδιορισμό της οξύτητας: Πορτοκαλί του μεθυλίου 10 - 160 mg/L CaCO_3 και φαινολοφθαλεΐνη 100 - 4000 mg/L CaCO_3 . Για τον προσδιορισμό της οξύτητας με τιτλοδότηση ψηφιακού τιτλοδότη, με τελικά σημεία πορτοκαλί του μεθυλίου (με χρήση δείκτη κυανού της βρωμοφαινόλης) και φαινοφθαλεΐνης. Μέθοδοι 8201 της Hach (Πορτοκαλί του μεθυλίου) και 8202 (Φαινολοφθαλεΐνη). Εύρη μέτρησης: 10 - 160 και 1000 - 4000 mg/L ως CaCO_3 . Το σετ αντιδραστηρίων περιλαμβάνει: Φακελάκια με σκόνη κυανού της βρωμοφαινόλης, Φακελάκια με σκόνη φαινολοφθαλεΐνης και δύο Φυσίγγια υδροξειδίου του νατρίου (0,1600 N και 1,600 N). Περίπου 40 - 100 δοκιμές

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8202 (P)
Εύρος μέτρησης :	10 - 160 mg/L
Εύρος μέτρησης (2):	100 - 4000 mg/L CaCO_3
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης