



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστήριου καλίου 1, συσκ./25

Αρ. προϊόντος:

1432198

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για την ανάλυση του καλίου, 0,1 - 7,0 mg/L K. Για δείγμα των 25 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8049
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	25 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Τετραφαινυλοβορικό
Παράμετρος :	Κάλιο