



Σετ αντιδραστηρίων για το κάλιο, εύρος μέτρησης 0,1-7,0 mg/L K

Αρ. προϊόντος:

2459100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήρια σε σκόνη και διάλυμα αντιδραστηρίου σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του καλίου με τη μέθοδο του τετραφαινυλοβορικού. Για δείγματα 25 mL, συσκ. των 100.

Σετ αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό Καλίου με την μέθοδο Tetraphenylborate. Μέθοδος Hach 8049. Εύρος: 0.1 - 7.0 mg/L K. Το σετ περιλαμβάνει: Potassium 1 Reagent Powder Pillows, Potassium 2 Reagent Powder Pillows και Potassium 3 Reagent Powder Pillows για 100 μετρήσεις.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8049
Ειδικές σημειώσεις :	Το σετ περιλαμβάνει: Φακελάκια αντιδραστηρίου Potassium 1 σε σκόνη (1432198), φακελάκια αντιδραστηρίου Potassium 2 σε διάλυμα (1432298), φακελάκια αντιδραστηρίου Potassium 3 σε σκόνη (1432399)
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 7,0 mg/L K
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	Τετραφαινυλοβορικό
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/800, PC II
Παράμετρος :	Κάλιο
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων για το κάλιο