



Φυσίγγιο ψηφιακού τιτλοδότη υδροξειδίου του νατρίου, 0,3636 N

Αρ. προϊόντος:

1437801

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Πρότυπο διάλυμα έτοιμο για χρήση για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα, 10 - 100 mg/L CO₂. Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα με ψηφιακή τιτλοδότηση

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σάς επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8205
Εύρος μέτρησης :	10 - 100 mg/L CO ₂
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	Φαινολοφθαλείνη
Παράμετρος :	Διοξείδιο του άνθρακα
Τιτλοδότης :	0,3636 N NaOH