



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου πορφυρίνης 1

Αρ. προϊόντος:	2603549
EUR Τιμή:	Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο	

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του χαλκού με τη μέθοδο πορφυρίνης, 2 - 210 µg/L Cu.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8143
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Πορφυρίνη
Παράμετρος :	Χαλκός

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Φακελάκια αντιδραστηρίου επικάλυψης χαλκού, 10 mL, συσκ./100 (Item 2603449)
- Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου πορφυρίνης 2 (Item 2603649)