



Σετ αντιδραστηρίων για χλώριο (ελεύθερο και ολικό), εύρος μέτρησης 0 - 3,5 mg/L Cl₂

Αρ. προϊόντος:

2438800

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του ελεύθερου και του ολικού χλωρίου με τη μέθοδο DPD, με χρήση κιτ οπτικών τεστ. Το σετ περιέχει: DPD για ελεύθερο χλώριο PP, συσκ./100 και DPD για ολικό χλώριο, συσκ./100. Εύρος μέτρησης: 0 - 3,5 mg/L Cl₂. Μέγεθος δείγματος: 5 mL. Χωρίς βορικό οξύ!

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Εύρος μέτρησης :

0 - 3,5 mg/L Cl₂

Όνομα μεθόδου :

DPD