



Αντιδραστήρια DPD ελεύθερου χλώριο, σκόνη σε φακελάκια, 5 mL, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος:

1407799

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό του ελεύθερου χλωρίου με τη μέθοδο DPD. Για χρήση με τα κιτ οπτικών δοκιμών χλωρίου της Hach.

Μέγεθος δείγματος: 5 mL. Εύρος μέτρησης: έως και 3,5 mg/L Cl₂.

Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Χωρίς βορικό οξύ!

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	5 mL
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Παράμετρος :	Χλώριο, ελεύθερο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C