



Αντιδραστήριο ελεύθερου χλωρίου DPD, δοσομετρητής Swiftest(TM)

Αρ. προϊόντος:

2802300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό του ελεύθερου χλωρίου με τη μέθοδο DPD, εύρος μέτρησης 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	Approximately 250
Αριθμός μεθόδου :	8021
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Swiftest
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Χλώριο, ελεύθερο