



Αντιδραστήριο DPD για ολικό χλώριο, δοσομετρητής Swiftest(TM)

Αρ. προϊόντος:

2802400

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του ολικού χλωρίου, εύρη μέτρησης 0,02-2,00 mg/L Cl₂ και 0,02-4,50 mg/L Cl₂.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	Approximately 250
Αριθμός μεθόδου :	8167
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Swiftest
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Χλώριο, ολικό

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Αντιδραστήριο DPD ολικού χλωρίου, φιαλίδιο επαναπλήρωσης του δοσομετρητή Swiftest, 250 τεστ (Item 2105660)