



Αντιδραστήριο ελεύθερου χλωρίου, αμπούλες Accunac, DPD, συσκ./25

Αρ. προϊόντος:

2502025

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Οι αμπούλες περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φιαλίδιο μέτρησης. Για τον προσδιορισμό του ελεύθερου χλωρίου, εύρος μέτρησης 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Προδιαγραφές

EPA compliant:

Ναι

Αριθμός δοκιμών :

25

Αριθμός μεθόδου :

10126

Εύρος μέτρησης :

0,02 - 2,00 mg/L Cl₂

Κατηγορία:

Accunac

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

25 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

DPD

Παράμετρος :

Ελεύθερο χλώριο, Διοξείδιο του χλωρίου