



Αντιδραστήριο ολικού χλωρίου, αμπούλες Accunac, DPD, συσκ./25

Αρ. προϊόντος:

2503025

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Οι αμπούλες περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φιαλίδιο μέτρησης. Για τον προσδιορισμό του ολικού χλωρίου, 0,02-2,00 mg/L Cl₂, του βρωμίου, 0,05-4,50 mg/L Br₂ και του ιωδίου, 0,07-7,00 mg/L I₂.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8167 Χλώριο
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Κατηγορία:	Accunac
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	25 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	Όλα
Παράμετρος :	Ολικό χλώριο, Βρώμιο, Ιώδιο