



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου Monochlor F, 100/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2802299

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό ελεύθερης αμμωνίας.

Για τον προσδιορισμό μονοχλωραμίνης, ελεύθερης αμμωνίας και ελεύθερου χλωρίου μέσω της μεθόδου της ινδοφαινόλης. Μέθοδοι 10171, 10172, 10200 και 10241 της Hach. Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	Ποικίλλει
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Ινδοφαινόλη
Όργανο :	Όλα