



Σετ αντιδραστηρίων ολικής σκληρότητας για τον ψηφιακό τιτλοδότη (LR)

Αρ. προϊόντος:

2448000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας, 10 - 160 mg/L CaCO₃, μέθοδος EDTA.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8213
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων, LR, ψηφιακός τιτλοδότης
Εύρος μέτρησης :	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση EDTA
Παράμετρος :	Σκληρότητα (Ολική)