



Σετ αντιδραστηρίων σκληρότητας, χρωματομετρική μέθοδος καλμαγίτη

Αρ. προϊόντος:

2319900

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας, εύρος μέτρησης 0,05-4,00 mg/L Ca ως CaCO₃/0,05-4,00 mg/L Mg ως CaCO₃. 100 τεστ

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8030
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Reagent set
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 4,00 mg/L Ca ως CaCO ₃
Εύρος μέτρησης (2):	0,05 - 4,00 mg/L Mg ως MgCO ₃
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Χρωματομετρική καλμαγίτη
Όργανο :	Όλα εκτός από το PC II
Παράμετρος :	Σκληρότητα, Ca και Mg