



Αντιδραστήριο υδραζίνης HydraVer 2, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

179032

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό της υδραζίνης, με τη μέθοδο της p-διμεθυλαμινο-βενζαλδεύδης. Για δείγμα 10 mL. Φιάλη 100 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8141
Εύρος μέτρησης :	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 mL
Όνομα μεθόδου :	p-Διμεθυλαμινο-βενζαλδεύδη
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/850, DR/820, PC II
Παράμετρος :	Υδραζίνη
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο υδραζίνης HydraVer 2
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C - 25 °C