



TNT για τον COD, χωρίς υδράργυρο, 0 - 150 mg/L O₂

Αρ. προϊόντος:

2345852

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Test 'N Tube

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25 (απαιτείται 1 φιαλίδιο για το "κενό" δείγμα)
Αριθμός μεθόδου :	8000
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	25 - 150 mg/L O ₂
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Διχρωμικά χωρίς υδράργυρο (μη εγκεκριμένα για τη δημιουργία αναφορών USEPA)
Παράμετρος :	COD
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)