



TNT για τον COD, εύρος μέτρησης 20-1000 mg/L O₂

Αρ. προϊόντος:

2623451

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Test 'N Tube

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	10067
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	20 - 1000 mg/L
Όνομα μεθόδου :	Μαγγάνιο (III)
Παράμετρος :	COD