



Αμπούλες AccuVac διαλυμένου οξυγόνου, LR, συσκ. των 25

Αρ. προϊόντος:

2501025

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Οι αμπούλες ACCUVAC περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φιαλίδιο μέτρησης. Για τον προσδιορισμό του διαλυμένου οξυγόνου, με τη μέθοδο Indigo Carmine.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8316
Εύρος μέτρησης :	6 - 800 µg/L O ₂
Κατηγορία:	AccuVac
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	25 /pk
Όνομα μεθόδου :	Indigo Carmine
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/820, PC II
Παράμετρος :	Οξυγόνο, διαλυμένο