




Σετ αντιδραστηρίων πτητικών οξέων, 27 - 2800 mg/L HOAc

Αρ. προϊόντος:

2244700

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό των πτητικών οξέων με τη μέθοδο της εστεροποίησης.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8196
Ειδικές σημειώσεις :	Το σετ περιλαμβάνει: Αιθυλενογλυκόλη (203953), χλωριούχο σίδηρο-θειικό οξύ (204253), διάλυμα υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης (81842), πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 4,5 N (204053), πρότυπο διάλυμα θειικού οξέος 19,2 N (203832)
Εύρος μέτρησης :	Οξικό οξύ 27 - 2800 mg/L
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Εστεροποίηση
Όργανο :	Όλα εκτός από το PC II
Παράμετρος :	Πτητικά οξέα
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C έως 25 °C