



Σετ αντιδραστηρίων Trihalomethanes Plus για ολικά τριαλομεθάνια (THM)

Αρ. προϊόντος:

2790800

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Εργαλείο διαλογής για βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας, για εντοπισμό των περιοχών με υψηλά επίπεδα THM στα συστήματα διανομής και για προσδιορισμό των επιπέδων των τριαλομεθανίων σε δείγματα πόσιμου νερού.

Ανάλυση πόσιμου νερού για ελεγχόμενα υποπροϊόντα απολύμανσης (DBP).

Το THMplus ανιχνεύει τριαλομεθάνια και αλογονωμένα οξικά οξέα. Η συγκέντρωση των συσσωματωμάτων αναφέρεται ως ppb χλωροφορμίου.

Γρήγορα αποτελέσματα

Γρήγορη διαλογή πολλαπλών δειγμάτων, για άμεσες ρυθμίσεις του συστήματος.

Οικονομικό

Λιγότερο δαπανηρό από την αποστολή δειγμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια

Ευαίσθητο

Όριο ανίχνευσης 10 ppb

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	50 - 99
Αριθμός μεθόδου :	10132
Εύρος μέτρησης :	10 - 600 µg/L CHCl ₃
Όνομα μεθόδου :	THM Plus
Όργανο :	DR 6000, DR/4000, DR 3900, DR 2800, DR 2700, DR/2400 DR 1900
Παράμετρος :	Τριαλομεθάνια