



Τιτλοδότης χλωριόντων, Νιτρικός άργυρος, 0,0493 N (100 mL)

Αρ. προϊόντος:

2349832

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιδραστήριο αντικατάστασης για το κιτ τεστ" για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αντικατάσταση του κιτ νιτρικού αργύρου, 0,0493 N. Φιάλη με σταγονόμετρο, με ενδείξεις όγκου. Για προσδιορισμό χλωρίου με τη μέθοδο τιτλοδότησης με σταγόνες. Νιτρικός άργυρος, 0,0493 N. Φιάλη με σταγονόμετρο, με ενδείξεις όγκου, των 100 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 mL

Όνομα μεθόδου :

Τιτλοδότηση νιτρικού αργύρου