



Σετ αντιδραστηρίων χλωριόντων, 10 - 8000 mg/L Cl

Αρ. προϊόντος:

2272600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό των χλωριόντων με τη μέθοδο ψηφιακού τιτλοδότη υδραργυρικού νιτρικού (μέθοδος 8206 της Hach). Το σετ αντιδραστηρίων περιλαμβάνει Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου διφαινυλοκαρβαζόνης, Φυσίγγια ψηφιακού τιτλοδότη υδραργυρικού νιτρικού.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8206
Εύρος μέτρησης :	10 - 8000 mg/L Cl ⁻
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση νιτρικών υδραργύρου