



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου κυανιούχων CyanVer 5, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

1404169

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήρια σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό κυανιούχων, με τη μέθοδο της πυριδίνης-πυραζολόνης. Για δείγμα 25 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8027
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Πυριδίνη-πυραζολόνη
Παράμετρος :	Κυανιούχα

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- CyanVer 3 Αντιδραστήρια μέτρησης Κυανιούχων σε φακελάκια, συσκ./100 (Item 1403969)
- Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου κυανιούχων CyanVer 4, συσκ./100 (Item 1404099)