



Πρότυπο διάλυμα θεικών, 50 mg/L ως SO₄ (NIST), 500 mL

Αρ. προϊόντος:

257849

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπο μίας παραμέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.

Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς θεικών

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL 500
Παράμετρος :	Θειικά
Περιγραφή :	Πρότυπο διάλυμα θεικών, 50 mg/L SO ₄ (NIST), 500 mL
Συγκέντρωση :	50 mg/L SO ₄