



Πολυστοιχειακό πρότυπο ελέγχου ποιότητας (500 mL)

Αρ. προϊόντος:

2833249

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπο ελέγχου ποιότητας (ανόργανες ουσίες εκκρεόντων υγρών αποβλήτων) για τις παραμέτρους: αμμωνία, νιτρικά, φωσφορικά, COD, θειικά και TOC.

Το πρότυπο διάλυμα περιέχει τις ακόλουθες συγκεντρώσεις:

- Αμμωνία 2,0 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ / 2,1 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
- Νιτρικά 4,0 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
- Φωσφορικά 2,0 mg/L PO_4
- COD 25 mg/L O_2
- Θειικά 50 mg/L SO_4
- TOC 8 mg/L C

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Παράμετρος :	Πολυστοιχειακό
Περιγραφή :	Πρότυπο ελέγχου ποιότητας ανόργανων ουσιών υγρών αποβλήτων, 500 mL
Συγκέντρωση :	TOC 8 mg/L C
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 έως 25 °C