



Πρότυπο διάλυμα σιδήρου, 100 mg/L ως Fe (NIST), 100 mL

Αρ. προϊόντος:

1417542

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



For accuracy checks in Iron determinations.

Για ελέγχους της ακρίβειας στους προσδιορισμούς σιδήρου

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 mL
Παράμετρος :	Σίδηρος
Περιγραφή :	Πρότυπο διάλυμα σιδήρου, 100,0 mg/L Fe (NIST), 100 mL
Συγκέντρωση :	100 mg/L Fe