



Σταθεροποιημένο πρότυπο θολότητας φορμαζίνης Stablcal, #0,1 NTU, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2659742

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Έτοιμο προς χρήση, πρωτογενές σταθεροποιημένο πρότυπο διάλυμα φορμαζίνης σε φιάλη των 100 mL, <0,1 NTU. Για τις σειρές TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 mL

Συγκέντρωση :

< 0,1 NTU 0,1 NTU