



## Σταθεροποιημένο πρότυπο θολότητας φορμαζίνης Stablcal, #0,1 NTU, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2659749

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:  
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Έτοιμο προς χρήση, πρωτογενές σταθεροποιημένο πρότυπο διάλυμα φορμαζίνης σε φιάλη των 500 mL, <0,1 NTU. Για τις σειρές TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN.

---

### Προδιαγραφές

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Κατηγορία:              | Διάλυμα   |
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | 500 mL    |
| Συγκέντρωση :           | < 0,1 NTU |