



Σταθεροποιημένο πρότυπο θολότητας φορμαζίνης Stablcal, 10,0 NTU, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2659942

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Έτοιμο προς χρήση, πρωτογενές σταθεροποιημένο πρότυπο διάλυμα φορμαζίνης σε φιάλη των 100 mL, 10,0 NTU. Για τις σειρές TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 mL
Συγκέντρωση :	10 NTU