



Σταθεροποιημένο πρότυπο θολότητας φορμαζίνης Stablcal, 100 NTU, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2660249

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Έτοιμο προς χρήση, πρωτογενές σταθεροποιημένο πρότυπο διάλυμα φορμαζίνης, 100 NTU, φιάλη των 500 mL. Για τις σειρές TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Συγκέντρωση :	100 NTU