



Κιτ δευτερογενών προτύπων για τη θολότητα, για φορητά θολόμετρα 2100

Αρ. προϊόντος:

2464105

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Κάθε κιτ περιλαμβάνει από 1 σφραγισμένο φιαλίδιο, 0 - 10 NTU, 10 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU. Κιτ δευτερογενών προτύπων Gelex, για φορητά θολόμετρα 2100P και 2100Q (περιλαμβάνει 1 σφραγισμένο φιαλίδιο το καθένα, 0 - 10 NTU, 10 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU).

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

σετ των 3