



Κιτ δευτερογενούς προτύπου θολότητας Gelex, 0 - 10.000 NTU

Αρ. προϊόντος:

2589200

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάθε κιτ περιλαμβάνει από 1 σφραγισμένο φιαλίδιο προτύπου Stray Light, 0 - 2 NTU, 0 - 20 NTU, 0 - 200 NTU, 200 - 4000 NTU, 4000 - 10.000 NTU. Για 2100N, 2100N IS, 2100AN και 2100AN IS.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

σετ των 6