



Κιτ δευτερογενούς προτύπου αντιδραστηρίου Όζοντος SpecCheck, 0-0,75 mg/L O₃

Αρ. προϊόντος:

2708000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Στερεά, έτοιμα για χρήση πρότυπα αντιδραστήρια σε μορφή γέλης (σετ 4 φιαλιδίων), για επαλήθευση οργάνων στο εργαστήριο και στο πεδίο.

Προδιαγραφές

Όνομα μεθόδου :

Indigo

Συγκέντρωση :

0 - 0,75 mg/L O₃