



Κιτ δευτερογενών προτύπων γέλης αντιδραστηρίου Χλωρίου SpecCheck, DPD, 0-8.0 mg/L Cl₂

Αρ. προϊόντος:

2893300

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πρότυπα αντιδραστήρια σε μορφή gel, έτοιμα για χρήση, για διακρίβωση οργάνων στο εργαστήριο και σε επιτόπιες μετρήσεις.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	Σετ 4 φιαλιδίων
Όνομα μεθόδου :	DPD
Συγκέντρωση :	0 - 8,0 mg/L Cl ₂