



Διάλυμα αποθήκευσης ηλεκτροδίου pH, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2756549

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Διάλυμα αποθήκευσης για ηλεκτρόδιο pH, φιάλη των 500 mL

Προδιαγραφές

Formula:	KCl, KH_2PO_4 , Na_2HPO_4 , γλουταρική διαλδεύδη
Solution Type:	Αποθήκευση
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Περιγραφή :	pH