



NitriVer 3 Αντιδραστήρια Νιτρωδών PP, 0.02-0.30 mg/L NO₂ -N

Αρ. προϊόντος:

1406599

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό Αζώτου Νιτρωδών. Για 25mL δείγμα συσκ.100

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8507
Εύρος μέτρησης :	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Διαζώτωσης
Όργανο :	DR/2000, DR/3000
Περιγραφή :	NitriVer 3, Αντιδραστήρια μέτρησης Νιτρωδών, PP 25 mL
Υποσημείωση :	*Μέθοδος σύμφωνη με 8507 EPA