



Σετ αντιδραστηρίων αμμωνιακού αζώτου, σαλικυλικά, 25 mL

Αρ. προϊόντος:

2243700

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του αζώτου αμμωνιακών (Μέθοδος σαλικυλικών).

Προδιαγραφές

Package size UOM:	25 ml
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8155
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	Σαλικυλικά
Όργανο :	DR/4000, DR/3000, DR/2000