



Αντιδραστήρια μέτρησης Αμμωνιακών, Ammonia Cyanurate σε φακελάκια, 25 mL, συσκ/50

Αρ. προϊόντος:

2395566

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό Αμμωνιακών 0.01-0.50mg/L NH₃-N. Για 25mL δείγμα, 50 τεμ.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8155
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 τεμ.
Όνομα μεθόδου :	Salicylate
Παράμετρος :	Άζωτο Αμμωνιακών