



Αντιδραστήρια νιτρωδών NitriVer 2 PP, 5 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

181369

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό των νιτρωδών σε υψηλό εύρος μέτρησης (έως και 250 mg/l NO₂).

Για τον προσδιορισμό των νιτρωδών σε υψηλό εύρος μέτρησης με τη μέθοδο του θειϊκού σιδήρου. Μέγεθος δείγματος: 5 mL. Φακελάκια με σκόνη συσκ./100.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Θειϊκός σίδηρος