



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου νιτρωδών NitriVer 3, 5 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

1407899

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό νιτρωδών με τη μέθοδο διαζώτωσης NitriVer 3. Μέγεθος δείγματος 5 mL. Για χρήση με κιτ οπτικών δοκιμών της Hach. Εύρος μέτρησης: έως και 0,5 mg/L NO₂-N.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όνομα μεθόδου :

Διαζώτωση