



Αντιδραστήριο κυανουρικής αμμωνίας PP, 5 mL, συσκ./50

Αρ. προϊόντος:

2395466

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του αμμωνιακού αζώτου με τη μέθοδο σαλικυλικών. Για δείγμα 5 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

50 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Σαλικυλικά