



Άζωτο, ολικό, TNT, 2 - 150 mg/L N

Αρ. προϊόντος:

2714100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Μέθοδος Test 'N Tube. 25-50 τεστ

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25 - 50
Αριθμός μεθόδου :	10072
Ειδικές σημειώσεις :	Το σετ αποτελείται από 2 κιβώτια: 27140-45 και 26721-45 27140-45 = TN Hydroxyde reagent solution (2714045), Persulfate Powder Pillows (2671846) 26721-45 = TN Acid reagent C solution (2672145), Bisulfite reagent A Powder Pillows (2671946), Indicator reagent B Powder Pillows (2672046) Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	2 - 150 mg/L N
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Χώνευση υπερθεικών
Παράμετρος :	Άζωτο, ολικό
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C