



Αντιδραστήρια Monochlor F , σκόνη σε φακελάκια, 50/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2802246

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό των χλωραμινών, εύρος μέτρησης 0-4,50 mg/L ως Cl₂.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Αριθμός μεθόδου :	10171
Εύρος μέτρησης :	0,04 - 4,50 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 τμχ.
Όνομα μεθόδου :	Ινδοφαινόλη
Παράμετρος :	Χλωραμίνη, μόνο