



Be Right™



Πρότυπο διάλυμα θειικού οξέος, 5,25 N, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

244932

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Χρησιμοποιείται για την χώνευση δειγμάτων και την ρύθμιση του pH.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

Ποικίλλει

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όγκος :

100 mL

Παράμετρος :

ποικίλλει

Συγκέντρωση :

5,25 N