



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου φωσφορικών PhosVer 3 (συσκ./100)

Αρ. προϊόντος:

220999

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό των φωσφορικών, μέθοδος ασκορβικού οξέος. Για δείγμα 5 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Ασκορβικό οξύ
Παράμετρος :	Φωσφορικά