



Φωσφορικά, ορθο, TNT, 0,06 - 5,00 mg/L PO₄

Αρ. προϊόντος:

2742545

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Μέθοδος Test 'N Tube. 25-50 τεστ.

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Αριθμός δοκιμών :	25 - 50
Αριθμός μεθόδου :	8048
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Ασκορβικό οξύ
Παράμετρος :	Φωσφορικά, ορθο
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων Ορθοφωσφορικών και ολικού Φωσφόρου, LR μέθοδος PhosVer® 3