



Αντιδραστήριο βαναδικού άλατος μολυβδαινίου, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

2076049

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό των ορθοφωσφορικών, εύρος μέτρησης 0,3-45,0 mg/L PO₄

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	250
Αριθμός μεθόδου :	8114
Εύρος μέτρησης :	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όνομα μεθόδου :	Βαναδικό άλας μολυβδαινίου
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/850, DR/820, PC II
Παράμετρος :	Φώσφορος